

2.1.49. MIKROVLNNÝ ROZKLADNÝ SYSTÉM PRE PRÍPRAVU VZORIEK NA SPEKTROMETRICKÚ ANALÝZU


Ing. Róbert Cibula

e-mail: robert.cibula@rc.uniza.sk

tel.: +421 41 513 7605

CEM Mars 6

Rozkladný systém umožňujúci prípravu organických a anorganických tekutých vzoriek pre následnú analýzu pomocou ICP spektrometra umožňujúcu presnú detekciu chemického zloženia testovaných vzoriek.



- Automatická regulácia výkonu.
- Jednoduchá príprava vzoriek vďaka modernému systému „One Touch“.
- 6 druhov prípravkov na rozklad vzoriek v závislosti od druhu vzorky.
- Možnosť prípravy 12 individuálnych vzoriek súčasne.
- 5x USB vstup.
- Trojrychlostné magnetické miešadlo vzoriek.